

SICUREZZA ALIMENTARE

AFLATOSSINA M1


SYMMETRIC M1



SYMMETRIC AFLATOXIN M1

**TEST RAPIDO QUANTITATIVO
PER LA RILEVAZIONE
DELL' AFLATOSSINA M1
NEL LATTE**

 **10 min**



- Tecnologia rivoluzionaria: Symmetric
- Per latte vaccino, caprino, ovino e UHT
- Accurato, CV <8%
- Intervallo di quantificazione: 8-150 ppt Aflatossina M1
- Processo veloce e automatizzato
- Software all'avanguardia: risultati facilmente condivisibili

Validation of LF Symmetric M1
& Elisa Bio-Shield M1 ES

ILVO

Flanders Research Institute for
Agriculture, Fisheries and Food



www.prognosis-biotech.com



exports@prognosis-biotech.com



**PROGNOSIS
BIOTECH**