

LATTE & PRODOTTI LATTIERO CASEARI

ANTIBIOTICI



UNA RISPOSTA BINARIA NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE



Analizza il latte in pochi e semplici passaggi

Possibilità di interpretazione visiva

Non sono necessari materiali aggiuntivi



Facile da usare
Formato a cassetta



QUANTUM BT-CEF

W1030/W1060/W10120

Rilevazione di **β -lattamici**, tra cui **cefalexina** e **tetracicline**, nel latte crudo di vacca, pecora e capra, nel latte pastorizzato, nel latte in polvere e nel siero di latte.

- Risultati finali in 5 minuti
- Validazione: **ILVO** | **LILC** | **PIWET**



Risultati
negativi in:



QUANTUM BT-S

W1130/W1160/W11120

Rilevazione di **β -lattamici**, **tetracicline** e **sulfamidici** in latte crudo di vacca, pecora e capra, latte pastorizzato, latte in polvere e siero di latte

- Risultati finali in 5 minuti
- Validazione: **ILVO** | **PIWET**



Risultati
negativi in:



QUANTUM BT-SQ

W1230/W1260/W12120

Rilevazione di **β -lattamici**, **tetracicline**, **sulfamidici** e **chinoloni** in latte crudo di vacca, pecora e capra, latte pastorizzato e latte in polvere

- Risultati finali in 5 minuti
- Validazione: **ILVO**

ILVO

Risultati
negativi in:



QUANTUM BT-SC

W1330/W1360/W13120

Rilevazione di **β -lattamici**, **tetracicline**, **streptomicina** e **cloramfenicolo** in latte crudo di vacca, pecora e capra, latte pastorizzato e latte in polvere

- Risultati finali in 5 minuti

Risultati
negativi in:



QUANTUM BT-CC

W1530/W1560/W15120

Rilevazione di **β -lattamici, tetracicline, ceftiofur e cefalexina** in latte crudo di vacca, pecora e capra, latte pastorizzato e latte in polvere

■ Risultati finali in **5 minuti**

■ Validazione: **PIWET**



Risultati
negativi in:



QUANTUM BL

W1430/W1460/W14120

Rilevazione di antibiotici **β -lattamici** in latte crudo

■ Risultati finali in **2 minuti**

Risultati
negativi in:



Possibilità di interpretazione visiva

Incubazione a 40°C



SYMMETRIC B+T

S1048/S1096

Rilevazione di **β -lattamici e tetracicline** in latte crudo di vacca, pecora e capra, latte pastorizzato e latte in polvere

■ Formato Strip

■ Validazione: **ILVO | LILC | PIWET**

ILVO



SYMMETRIC BTS

S1248/S1096

Rilevazione di **β -lattamici, tetracicline e sulfamidici** in latte crudo di vacca, pecora e capra, latte pastorizzato, latte in polvere e siero di latte

■ Formato Strip

■ Validazione: **ILVO**

ILVO



SYMMETRIC BTSC

S1448/S1496

Rilevazione di **β -lattamici, tetracicline, streptomina e cloramfenicolo** in latte crudo di vacca, pecora e capra, latte pastorizzato e latte in polvere

■ Formato Strip

■ Conforme agli LMR russi
(GOST 34107-2017)



SYMMETRIC FLORFENICOL

S1548/S1596

Rilevazione del **florfenicolo** nel latte crudo di vacca, pecora e capra e nel siero di latte

■ Formato Strip





FROM FARM TO CLOUD

Applicazione mobile per android

Scopri all'istante.
Condividi Immediatamente.



3 gocce di latte



Inserimento test nel lettore portatile



Scansione e risultato

