

LECHE Y LÁCTEOS ANTIBIÓTICOS



RESPUESTA BINARIA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE



Analice leche fría directamente del camión, tanque o frigorífico

Opción de interpretación visual

Sin necesidad de material extra



Fácil de usar
Formato cassette



QUANTUM BT-CEF

W1030/W1060/W10120

Detección de β -Lactámicos, incluyendo Cefalexina, y Tetraciclinas en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada, leche en polvo y lactosuero

- Resultados finales en 5 minutos
- Validado por: ILVO | LILC | PIWET



Resultados negativos en:



QUANTUM BT-S

W1130/W1160/W11120

Detección de β -Lactámicos, Tetraciclinas y sulfonamidas en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada, leche en polvo y lactosuero

- Resultados finales en 5 minutos
- Validado por: ILVO | PIWET



Resultados negativos en:



QUANTUM BT-SQ

W1230/W1260/W12120

Detección de β -Lactámicos, Tetraciclinas, sulfonamidas y quinolonas en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo

- Resultados finales en 5 minutos
- Validado por: ILVO

ILVO

Resultados negativos en:



QUANTUM BT-SC

W1330/W1360/W13120

Detección de β -Lactámicos, Tetraciclinas, estreptomycin y cloranfenicol en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo

- Resultados finales en 5 minutos

Resultados negativos en:



QUANTUM BT-CC

W1530/W1560/W15120

Detección de β -Lactámicos, Tetraciclinas, Ceftiofur y Cefalexina en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo

- Resultados finales en 5 minutos
- Validado por: PIWET



Resultados negativos en:



QUANTUM BL

W1430/W1460/W14120

Detección de antibióticos β -Lactámicos en leche cruda de vaca y cabra


- Resultados finales en 2 minutos

Resultados negativos en:



Opción de interpretación visual

Incubación a 40°C



SYMMETRIC B+T

S1048/S1096

Detección de β -Lactámicos y Tetraciclinas en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo

- Formato de tira
- Validado por: ILVO | LILC | PIWET



SYMMETRIC BTS

S1248/S1096

Detección de β -Lactámicos, Tetraciclinas y sulfonamidas en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada, leche en polvo y lactosuero

- Formato de tira
- Validado por: ILVO



SYMMETRIC BTSC

S1448/S1496

Detection of β -lactams, Tetracyclines, Streptomycin and Chloramphenicol, in raw cow, sheep and goat milk, pasteurized milk and milk powder

- Dipstick Format
- Compliant with Russian MRLs (GOST 34107-2017)



SYMMETRIC FLORFENICOL

S1548/S1596

Detection of Florfenicol in raw cow, sheep, goat milk and whey

- Dipstick Format





DE LA GRANJA A LA NUBE

Descubrir al instante
Compartir Inmediatamente


**Aplicación
móvil Android**



3 gotas de leche fría



No necesita incubación



Resultados cuantitativos y localización GPS