



# STANDARD MYCOTOXINS

---

## ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ИФА для анализа микотоксинов

---



Для получения точных результатов требуется только один стандарт

---

Общая экстракция для  
Афлатоксина В<sub>1</sub>, Общего  
Афлатоксина, ДОНа,  
ЗОНа, Фумонизина



---

ВСЕГО ЗА **5** МИНУТ

Самый выгодный  
метод ИФА

# ТОЧНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ, КАК И ОБЫЧНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ИФА

---



---

Серия 1-Standard ИФА – инновационный метод ИФА, использующий предварительно откалиброванную кривую для количественного определения микотоксинов.

---

Предварительно откалиброванная стандартная кривая метода 1-Standard была многократно проверена на производственных площадках ProGnosis Biotech и после тщательного тестирования и валидации является уникальной для каждой партии. Пользователь может загрузить предварительно откалиброванную кривую через программное обеспечение Prognosis Data Reader.

---