

组胺

定量测定

ELISA 试剂盒检测



BIO-SHIELD
HISTAMINE

- 方法准确且灵敏
- 检测时间短 (20分钟)
- 特异性强, 灵敏度高
- 方法无需酰化过程

该方法在FAPAS鱼罐头中组胺能力测试(2019年8月至9月)中取得了优异的成绩, Z-分数为0.3。

组胺

定量测定

侧向层析试纸条检测



- 全球唯一的组胺定量快速检测产品
- 高精度结果
- 视觉判读检测限为50 ppm
- 快速简便的检测程序 (3分钟)
- 无需酰化过程

该方法在FAPAS鱼罐头中组胺能力测试 (2019年8月至9月)中取得了优异的成绩, Z-分数为0.1。