



3PR^{mini}

Un lector ligero y portátil para todos los formatos de flujo lateral, casetes y tiras. Desarrollado por **ProGnosis Biotech**, ofrece resultados cuantitativos en pocos minutos.



IDEAL PARA ANÁLISIS DE CAMPO



INTEGRACIÓN CON EL
SOFTWARE S-FLOW



CONECTIVIDAD
BLUETOOTH
Y USB



COMPARTICIÓN DE
RESULTADOS MEDIANTE
LA APLICACIÓN MÓVIL
PARA ANDROID



BATERÍA
AUTÓNOMA



Amplía tu Capacidad de Análisis

3PR^{quad}

3PR^{duo}

Sistemas de lectores autónomos que integran varios lectores 3PR Mini en una única plataforma. Cada lector funciona de forma independiente, mientras que todos los dispositivos conectados y sus resultados se gestionan desde una única pantalla. Desarrollados por **ProGnosis Biotech**, combinan un análisis eficiente y automatizado con un diseño minimalista y moderno.



3PR DUO

Hasta **6 tiras** reactivas y
2 casetes simultáneamente



3PR QUAD

Hasta **12 tiras** reactivas y
4 casetes simultáneamente



Múltiples resultados
sin supervisión



Una sola
pantalla



Lecturas
independientes

Especificaciones

- ✓ Sistema autónomo, no requiere PC
- ✓ Un cable USB-C
- ✓ Integración con el software **S-Flow MultiView**



www.prognosis-biotech.com

exports@prognosis-biotech.com



PROGNOSIS
BIOTECH