



3PR^{mini}

Un lecteur léger et portable pour tous les formats de tests bandelettes et cassettes. Développé par **ProGnosis Biotech** pour fournir des résultats quantitatifs rapides.



IDÉAL POUR LES ANALYSES SUR LE TERRAIN



INTÉGRATION AVEC LE
LOGICIEL S-FLOW



CONNECTIVITÉ
BLUETOOTH & USB



RÉSULTATS PARTAGEABLES
VIA L'APPLICATION MOBILE
ANDROID



BATTERIE
AUTONOME



Augmentez votre Capacité de Test

3PR^{quad}

3PR^{duo}

Systèmes de lecture autonomes permettant d'intégrer plusieurs lecteurs 3PR Mini sur une même plateforme. Chaque lecteur fonctionne indépendamment, tandis que tous les appareils connectés et leurs résultats sont gérés depuis un seul écran. Développés par **ProGnosis Biotech**, ils associent des tests automatisés sans intervention à un design moderne et minimaliste.



3PR DUO

Jusqu'à **6 bandelettes** et
2 cassettes simultanément



3PR QUAD

Jusqu'à **12 bandelettes** et
4 cassettes simultanément



Plusieurs résultats en
mode autonome



Un seul
écran



Lectures
indépendantes

Spécifications

- ✓ **Système autonome**, aucun PC requis
- ✓ **Un câble USB-C**
- ✓ Intégration avec le logiciel **S-Flow MultiView**



www.prognosis-biotech.com

exports@prognosis-biotech.com



**PROGNOSIS
BIOTECH**