



ATP • FemtoFLOW

6x más sensible

que los sistemas de ATP estándar

Rápido. Fiable.
Diseñado para entornos
de higiene críticos.

ATP-FemtoFLOW es un sistema de detección de ATP de nueva generación, diseñado para entornos en los que es esencial mantener unos estándares de limpieza estrictos.





Con un límite de detección hasta **SEIS VECES** menor que los hisopos de ATP convencionales, garantiza una monitorización fiable incluso en las condiciones más exigentes.


Ideal para:

- Unidades de cuidados intensivos (UCI)
- Unidades de cuidados intermedios (HDU)
- Laboratorios de alta bioseguridad (BSL)
- Salas limpias y puntos críticos de control

Ventajas clave:

- LOD ultrasensible: **0.08 fmoles** de ATP
- Resultados: en la pantalla, en el PC o en la nube en 10 segundos
- Hisopo flexible y prehumedecido: precisión en el muestreo
- Desarrollado para la verificación de puntos críticos


Cómo funciona | Procedimiento de 3 pasos |



1 Hisopar

2 Romper & Agitar

3 Leer



Linealidad de ATP-FemtoFLOW y la prueba ATP del competidor.

PHOSREADER² Luminómetro



Resultados: en la **pantalla**, en el **PC** o en la **nube**



Portátil y ligero



Conectividad **Bluetooth**, **Wi-Fi** y **USB**



Lecturas rápidas en **10 segundos**



Pantalla táctil intuitiva



Interfaz de software **fácil de usar** (PhosConnect)



Auto-calibración automática



PHOSCONNECT CLOUD

Gestión remota segura de datos en tiempo real.



www.prognosis-biotech.com



exports@prognosis-biotech.com



PROGNOSIS
BIOTECH