

LECHE Y LÁCTEOS ADULTERACIÓN





RAPID TEST COW QUANTITATIVE



Q1230/Q12120

para la cuantificación de la leche de vaca en la leche y el queso de oveja o de cabra




RAPID TEST GOAT QUANTITATIVE



Q1130/Q11120

para la cuantificación de leche de cabra en leche y queso de oveja



- Formato de tira reactiva
- Alta sensibilidad - LOD 0,05 %
- Posibilidad de interpretación visual de los resultados
- Ideal tanto para uso en campo como en laboratorio



RESULTADOS
CUANTITATIVOS
CON 3PR MINI
READER

TODOS LOS
FUNGIBLES
INCLUIDOS

NO NECESITA
PREPARACIÓN DE
MUESTRAS



RAPID TEST BUFFALO QUANTITATIVE



Q1530/Q1560

para la cuantificación de leche de vaca en leche de búfala



- Formato cassette
- Alta sensibilidad - LOD 0,05 %
- Posibilidad de interpretación visual de los resultados
- Ideal tanto para uso en campo como en laboratorio



www.prognosis-biotech.com



exports@prognosis-biotech.com



PROGNOSIS
BIOTECH