

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI


AFLATOKSYNA M1





SYMMETRIC AFLATOXIN M1

IŁOŚCIOWY SZYBKI TEST DO WYKRYWANIA AFLATOKSYNY M1 W MLEKU



- Rewolucyjna technologia symetryczna
- Do mleka krowiego, koziego, owczego i UHT
- Dokładne, CV <8%
- Zakres oznaczania: 8-150 ppt Aflatoksyna M1
- Szybki i zautomatyzowany proces
- Najnowocześniejsze oprogramowanie - łatwe udostępnianie wyników

Validation of LF Symmetric M1
& Elisa Bio-Shield M1 ES

ILVO

Flanders Research Institute for
Agriculture, Fisheries and Food