


SECURITE ALIMENTAIRE

AFLATOXINE M1

SYMMETRIC M1






SYMMETRIC AFLATOXIN M1

TEST RAPIDE POUR LA QUANTIFICATION DE L' AFLATOXINE M1 DANS LE LAIT

 **10 min**



- Technologie Révolutionnaire Symmetric
- Pour lait de vache, brebis, chèvre et UHT
- Précis, CV <8%
- Gamme de Quantification : 8-150 ppt Aflatoxine M1
- Process Rapide et Automatisé
- Logiciel avancée - Partage simplifié des résultats

Validation of LF Symmetric M1
& Elisa Bio-Shield M1 ES

ILVO

Flanders Research Institute for
Agriculture, Fisheries and Food