

MLEKO I PRODUKTY MLECZNE

ANTYBIOTYKI



QUANTUM BT-CEF

W1030/W1060

Wykrywanie **β -laktamów**, w tym **Cefaleksyny** i **Tetracyklin** w mleku krowim, owczym i kozim

- Wyniki negatywne w 90 sek
- Wyniki ilościowe w 5 min

QUANTUM BT-S

W1130/W1160

Wykrywanie **β -laktamów**, **Tetracyklin** i **Sulfonamidów** w mleku krowim, owczym i kozim

- Wyniki negatywne w 90 sek
- Wyniki ilościowe w 5 min

QUANTUM BT-SQ

W1230/W1260

Wykrywanie **β -laktamów**, **Tetracyklin**, **Sulfonamidów** i **Chinolonów** w mleku krowim, owczym i kozim

- Wyniki negatywne w 2 min
- Wyniki ilościowe w 5 min

QUANTUM BT-SC

W1330/W1360

Wykrywanie **β -laktamów**, **Tetracyklin**, **Streptomycyny** i **Chloramfenikolu** w mleku krowim, owczym i kozim

- Wyniki negatywne w 2 min
- Wyniki ilościowe w 5 min



SYMMETRIC B+T

S1048/S1096

Wykrywanie **β -laktamów** i **Tetracyklin** w mleku krowim, kozim i owczym

- Test 5-minutowy
- Format paskowy
- Zwalidowany przez: ILVO
- Zwalidowany przez: Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria (Iilc)

ILVO

Flanders Research Institute for
Agriculture, Fisheries and Food



SYMMETRIC BTS

S1248/S1096

Wykrywanie **β -laktamów**, **tetracyklin** i **sulfonamidów** w mleku krowim, kozim i owczym

- Test 5-minutowy
- Format paskowy
- Zwalidowany przez: ILVO



QUANTUM ANTIBIOTICS

ODPOWIEDŹ BINARNA W MOŻLIWIE NAJKRÓTSZYM CZASIE

- Przetestuj zimne mleko prosto z ciężarówki, lodówki lub zbiornika
- Interpretacja wizualna
- Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych materiałów jednorazowych
- Szybka i łatwa ocena ilościowa
- Pełna historia wyników - łatwa do udostępnienia



SYMMETRIC ANTIBIOTICS

SZYBKIE I DOKŁADNE TESTY PASKOWE

- Interpretacja wizualna
- Inkubacja w 40°C
- Szybka i łatwa ocena ilościowa
- Pełna historia wyników - łatwa do udostępnienia

www.prognosis-biotech.com

e: info@prognosis-biotech.com | t: +30 2410 623922
Farsalon 153 | 41335 Larissa, Greece

