

# MLEKO I MLEČNI PROIZVODI **ANTIBIOTICI**



# QUANTUM BT-CEF

W1030/W1060

Detekcija  **$\beta$ -laktama**, uključujući **Cefaleksin** i **Tetracikline** u kravljem, ovčijem i kozijem mleku

- **Negativni rezultati za 90 sekundi**
- **Kvantitativni rezultati za 5 minuta**

# QUANTUM BT-S

W1130/W1160

Detekcija  **$\beta$ -laktama**, **Tetraciklina** i **Sulfonamida** u kravljem, ovčijem i kozijem mleku

- **Negativni rezultati za 90 sekundi**
- **Kvantitativni rezultati za 5 minuta**

# QUANTUM BT-SQ

W1230/W1260

Detekcija  **$\beta$ -laktama**, **Tetraciklina**, **Sulfonamida** i **Kinolona** u kravljem, ovčijem i kozijem mleku

- **Negativni rezultati za 2 minuta**
- **Kvantitativni rezultati za 5 minuta**

# QUANTUM BT-SC

W1330/W1360

Detekcija  **$\beta$ -laktama**, **Tetraciklina**, **Streptomicina** i **Hloramfenikola** u kravljem, ovčijem i kozijem mleku

- **Negativni rezultati za 2 minuta**
- **Kvantitativni rezultati za 5 minuta**



# SYMMETRIC B+T


S1048/S1096

Detekcija **B-laktama** i **Tetraciklini** u kravljem, kozijem i ovčijem mleku

- 5-minuta test
- Test tračica
- ILVO sertifikat
- Validovan od strane Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria (Iilc)

# ILVO

Flanders Research Institute for  
Agriculture, Fisheries and Food



# SYMMETRIC BTS

S1248/S1096

Detekcija **B-laktama**, **Tetraciklina** i **Sulfonamida** u kravljem, kozijem i ovčijem mleku

- 5 minuta test
- Test tračica
- ILVO sertifikat



# QUANTUM ANTIBIOTICS

## BINARNI ODGOVOR U NAJKRAĆEM MOGUĆEM VREMENU

- Testirajte hladno mleko direktno iz cisterne, frižidera ili laktofriza
- Vizuelna interpretacija
- Bez potrebe za dodatnim materijalom
- Brza & laka kvantifikacija
- Kompletna istorija rezultata, jednostavna za deljenje



# SYMMETRIC ANTIBIOTICS

## BRZI I PRECIZNI REZULTATI

- Vizuelna interpretacija
- Inkubacija na 40°C
- Brza & jednostavna kvantifikacija
- Kompletna istorija rezultata, jednostavna za deljenje

[www.prognosis-biotech.com](http://www.prognosis-biotech.com)

e: [info@prognosis-biotech.com](mailto:info@prognosis-biotech.com) | t: +30 2410 623922  
Farsalon 153 | 41335 Larissa, Greece

