

LATTE & PRODOTTI LATTIERO CASEARI

ANTIBIOTICI



UNA RISPOSTA BINARIA NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE



Analizza il latte in pochi e semplici passaggi

Possibilità di interpretazione visiva

Non sono necessari materiali aggiuntivi

QUANTUM BT-CEF

W1030/W1060

Rilevazione di **B-lattamici**, tra cui **Cefalexina** e **Tetraciline** nel latte vaccino, ovino e caprino

- Risultati finali in **5 minuti**
- Validazione: **ILVO | LILC | PIWET**



Risultati negativi in:



QUANTUM BT-S

W1130/W1160

Rilevazione di **B-lattamici**, **Tetraciline** e **Sulfamidici** nel latte vaccino, ovino e caprino

- Risultati finali in **5 minuti**
- Validazione: **ILVO**

ILVO

Risultati negativi in:



QUANTUM BT-SQ

W1230/W1260

Rilevazione di **B-lattamici**, **Tetraciline**, **Sulfamidici** e **Chinoloni** nel latte vaccino, ovino e caprino

- Risultati finali in **5 minuti**

Risultati negativi in:



QUANTUM BT-SC

W1330/W1360

Rilevazione di **B-lattamici**, **Tetraciline**, **Streptomicina** e **Cloramfenicolo** nel latte vaccino, ovino e caprino

- Risultati finali in **5 minuti**

Risultati negativi in:



QUANTUM BL

W1430/W1460

Rilevazione dei **B-lattamici** nel latte vaccino

- Risultati finali in **2 minuti**

Risultati negativi in:



TEST RAPIDI E ACCURATI

Possibilità di interpretazione visiva

Incubazione a 40°C




SYMMETRIC B+T

S1048/S1096

Rilevazione di **B-lattamici** e **Tetraciline** nel latte vaccino, caprino e ovino

- Formato Strip
- Validazione: **ILVO | LILC | PIWET**



SYMMETRIC BTS

S1248/S1096

Rilevazione di **B-lattamici**, **Tetraciline** e **Sulfamidici** nel latte vaccino, caprino e ovino

- Formato Strip
- Validazione: **ILVO**

ILVO





FROM FARM TO CLOUD


Otteni i risultati con la nostra **Applicazione mobile per Android**



3 gocce di latte



inserimento test nel lettore portatile



Scansione e risultato

