

# MLEKO I MLEČNI PROIZVODI ANTIBIOTICI



# BINARNI ODGOVOR U NAJKRAĆEM MOGUĆEM VREMENU



Testirajte hladno mleko direktno iz cisterne, frižidera ili laktofriza

Vizuelna interpretacija

Bez potrebe za dodatnim materijalom



## QUANTUM BT-CC

W1530/W1560

Detekcija  $\beta$ -laktama, uključujući Cefaleksin i Tetracikline u kravljem, ovčijem i kozijem mleku

- Konačni rezultati za 5 min
- ILVO | LILC | PIWET sertifikat



Negativni rezultati za:



## QUANTUM BT-S

W1130/W1160

Detekcija  $\beta$ -laktama, Tetraciklina i Sulfonamida u kravljem, ovčijem i kozijem mleku

- Konačni rezultati za 5 min
- ILVO sertifikat

ILVO

Negativni rezultati za:



## QUANTUM BT-SQ

W1230/W1260

Detekcija  $\beta$ -laktama, Tetraciklina, Sulfonamida i Kinolona u kravljem, ovčijem i kozijem mleku

- Konačni rezultati za 5 min
- ILVO sertifikat

ILVO

Negativni rezultati za:



## QUANTUM BT-SC

W1330/W1360

Detekcija  $\beta$ -laktama, Tetraciklina, Streptomicina i Hloramfenikola u kravljem, ovčijem i kozijem mleku

- Konačni rezultati za 5 min

Negativni rezultati za:



## QUANTUM BT-CC

W1530/W1560

Detekcija  $\beta$ -laktama, Tetraciklina, Cefiofura i cefaleksina u kravljem, ovčijem i kozjem mleku

- Konačni rezultati za 5 min

Negativni rezultati za:



## QUANTUM BL

W1430/W1460

Detekcija  $\beta$ -laktama u svežem kravljem mleku

- Konačni rezultati za 2 min


Negativni rezultati za:



## BRZI I PRECIZNI REZULTATI

Vizuelna interpretacija

Inkubacija na 40°C



## SYMMETRIC B+T

S1048/S1096

Detekcija  $\beta$ -laktama, i Tetraciklina u kravljem, kozijem i ovčijem mleku

- Test tračica
- ILVO | LILC | PIWET sertifikat



## SYMMETRIC BTS

S1248/S1096

Detekcija  $\beta$ -laktama, Tetraciklina i Sulfonamida u kravljem, kozijem i ovčijem mleku

- Test tračica
- ILVO sertifikat

ILVO





SA FARME DIREKTNO NA KLAUD


# Brza analiza i slanje rezultata uz pomoć **Android** **aplikacije**



3 kapi hladnog mleka



Bez inkubacije



Slanje rezultata sa GPS lokacijom

