

LAIT & PRODUITS LAITIERS

ANTIBIOTIQUES



UNE RÉPONSE BINAIRE EN UN TEMPS RÉDUIT



Analysez directement le lait froid depuis le camion, le réfrigérateur ou la citerne

Possibilité d'interprétation visuelle

Aucun consommable supplémentaire nécessaire



Simple à utiliser
Format cassette



QUANTUM BT-CEF

W1030/W1060/W10120

Détection des **β-lactamines**, y compris la **Céfaléxine** et les **Tétracyclines**, dans le lait cru de vache, de brebis et de chèvre, le lait pasteurisé, le lait en poudre et le lactosérum

- Résultats finaux en 5 min
- Validé ILVO | LILC | PIWET



QUANTUM BT-S

W1130/W1160/W11120

Détection des **β-lactamines**, **Tétracyclines** et **Sulfamides** dans le lait cru de vache, de brebis et de chèvre, le lait pasteurisé, le lait en poudre et le lactosérum

- Résultats finaux en 5 min
- Validé ILVO



QUANTUM BT-SQ

W1230/W1260/W12120

Détection des **β-lactamines**, **Tétracyclines**, **Sulfamides** et **Quinolones** dans le lait cru de vache, de brebis et de chèvre, le lait pasteurisé et le lait en poudre

- Résultats finaux en 5 min
- Validé ILVO



QUANTUM BT-SC

W1330/W1360/W13120

Détection des **β-lactamines**, **Tétracyclines**, **Streptomycine** et du **Chloramphénicol** dans le lait cru de vache, de brebis et de chèvre, le lait pasteurisé et le lait en poudre

Résultats finaux en 5 min



QUANTUM BT-CC

W1530/W1560/W15120

Détection des **β-lactamines**, des **Tétracyclines**, du **Ceftiofur** et de la **Céfaléxine** dans le lait cru de vache, de brebis et de chèvre, le lait pasteurisé et le lait en poudre

- Résultats finaux en 5 min
- Validé ILVO | PIWET



Résultats
Négatifs en:



QUANTUM BL

W1430/W1460/W14120

Détection des **β-lactamines** dans le lait cru de vache et de chèvre.

- Résultats finaux en 2 min
- Validé ILVO




Résultats
Négatifs en:



Possibilité d'interprétation visuelle

Incubation à 40°C



SYMMETRIC B+T

S1048/S1096

Détection des **β-lactamines** et des **Tétracyclines** dans le lait cru de vache, de brebis et de chèvre, le lait pasteurisé et le lait en poudre

- Format Bandelette
- Validé ILVO | LILC | PIWET



SYMMETRIC BTS

S1248/S1096

Détection des **β-lactamines**, **Tétracyclines** et **Sulfonamides** dans le lait cru de vache, de brebis et de chèvre, le lait pasteurisé, le lait en poudre et le lactosérum

- Format Bandelette
- Validé ILVO



SYMMETRIC BTSC

S1448/S1496

Détection des **β-lactamines**, des **Tétracyclines**, de la **Streptomycine** et du **Chloramphénicol** dans le lait cru de vache, de brebis et de chèvre, le lait pasteurisé et le lait en poudre

- Format Bandelette
- Conforme aux LMR russes (GOST 34107-2017)



SYMMETRIC FLORFENICOL

S1548/S1596

Détection de **Florfenicol** dans le lait cru de vache, de brebis, de chèvre et le lactosérum

- Format Bandelette





DE LA FERME AU CLOUD

Application Mobile Android

Connaître instantanément.
Partager immédiatement.



3 gouttes de lait froid



Pas d'incubateur nécessaire



Résultats partageables et localisation GPS