

# МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ **АНТИБИОТИКИ**



# БИНАРНЫЙ ОТВЕТ В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ СРОКИ



Тестируйте молоко непосредственно из молоковоза, холодильника или цистерны

Возможность визуальной интерпретации

Не требуются дополнительные расходные материалы



Просты в использовании  
Кассетный формат




## QUANTUM BT-CEF

W1030/W1060/W10120

Определение  $\beta$ -лактамов, цефалексина и тетрациклинов в сыром коровьем, овечьем и козьем молоке, пастеризованном молоке, сухом молоке и сыворотке

- Окончательные результаты за 5 минут
- Валидация: ILVO | LILC | PIWET



## QUANTUM BT-S

W1130/W1160/W11120

Определение  $\beta$ -лактамов, тетрациклинов и сульфаниламидов в сыром коровьем, овечьем и козьем молоке, пастеризованном молоке, сухом молоке и сыворотке

- Окончательные результаты за 5 минут
- Валидация: ILVO | PIWET



## QUANTUM BT-SQ

W1230/W1260/W12120

Определение  $\beta$ -лактамов, тетрациклинов, сульфаниламидов и хинолонов в сыром коровьем, овечьем и козьем молоке, пастеризованном молоке и сухом молоке

- Окончательные результаты за 5 минут
- Валидация: ILVO




## QUANTUM BT-SC

W1330/W1360/W13120

Определение  $\beta$ -лактамов, тетрациклинов, стрептомицина и хлорамфеникола в сыром коровьем, овечьем и козьем молоке, пастеризованном молоке и сухом молоке

- Окончательные результаты за 5 минут




## QUANTUM BT-CC

W1530/W1560/W15120

Определение  $\beta$ -лактамов, тетрациклинов, цефтиофура и цефалексина в сыром коровьем, овечьем и козьем молоке, пастеризованном молоке и сухом молоке

- Окончательные результаты за 5 минут
- Валидация: ILVO | PIWET



## QUANTUM BL

W1430/W1460/W14120


Определение  $\beta$ -лактамов в сыром коровьем и козьем молоке

- Окончательные результаты за 2 минут
- Валидация: ILVO



Возможность визуальной интерпретации

Инкубация при 40°C



## SYMMETRIC B+T

S1048/S1096

Определение  $\beta$ -лактамов и тетрациклинов в сыром коровьем, овечьем и козьем молоке, пастеризованном молоке и сухом молоке

- Формат: тест-полоски
- Валидация: ILVO | LILC | PIWET



## SYMMETRIC BTS

S1248/S1096

Определение  $\beta$ -лактамов, тетрациклинов и сульфаниламидов в сыром коровьем, овечьем и козьем молоке, пастеризованном молоке, сухом молоке и сыворотке

- Формат: тест-полоски
- Валидация: ILVO




## SYMMETRIC BTSC

S1448/S1496

Определение  $\beta$ -лактамов, тетрациклинов, стрептомицина и хлорамфеникола в сыром коровьем, овечьем и козьем молоке, пастеризованном молоке и сухом молоке

- Формат: тест-полоски
- Соответствует ГОСТ 34107-2017




## SYMMETRIC FLORFENICOL

S1548/S1596

Определение флорфеникола в сыром коровьем, овечьем и козьем молоке, и сыворотке

- Формат: тест-полоски





С ФЕРМЫ В ОБЛАКО

# Мобильное приложение для Android


Узнавайте мгновенно.  
Делитесь сразу.



Всего несколько капель  
холодного молока



Без инкубации



Можно поделиться результатами  
и GPS-координатами

