

乳及乳制品 抗生素



在最短时间内得出二元答案

从运奶车、冰箱或奶罐中直接测试冷牛奶

目测判读

无需额外耗材



易于使用
试剂卡形式



QUANTUM BT-CEF 量子试剂卡

W1030/W1060/W10120

同时检测生牛奶、生绵羊奶、生山羊奶、巴氏杀菌奶、奶粉和乳清粉中的β-内酰胺类药物，包括头孢氨苄，和四环素类药物

- 5分钟得到最终结果
- 验证机构: ILVO | LILC | PIWET



阴性样品
90秒出结果



QUANTUM BT-S 量子试剂卡

W1130/W1160/W11120

同时检测生牛奶、生绵羊奶、生山羊奶、巴氏杀菌奶、奶粉和乳清粉中的β-内酰胺类、四环素类和磺胺类药物

- 5分钟得到最终结果
- 验证机构: ILVO | PIWET



阴性样品
90秒出结果



QUANTUM BT-SQ 量子试剂卡

W1230/W1260/W12120

同时检测生牛奶、生绵羊奶、生山羊奶、巴氏杀菌奶和奶粉中的β-内酰胺类、四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物

- 5分钟得到最终结果
- 验证机构: ILVO

ILVO

阴性样品
2分钟出结果



QUANTUM BT-SC 量子试剂卡

W1330/W1360/W13120

同时检测生牛奶、生绵羊奶、生山羊奶、巴氏杀菌奶和奶粉中的β-内酰胺类、四环素类、链霉素和氯霉素

- 5分钟得到最终结果

阴性样品
2分钟出结果



QUANTUM BT-CC 量子试剂卡

W1530/W1560/W15120

同时检测生牛奶、生绵羊奶、生山羊奶、巴氏杀菌奶和奶粉中的β-内酰胺类、四环素类、头孢噻唑类和头孢氨苄类药物

- 5分钟得到最终结果
- 验证机构: ILVO | PIWET



阴性样品
2分钟出结果



QUANTUM BL 量子试剂卡

W1430/W1460/W14120

检测生牛奶和生山羊奶中的β-内酰胺类抗生素

- 阴性样品60秒出结果
- 验证机构: ILVO


ILVO

阴性样品
60秒出结果



目测判读

40°C下孵育



SYMMETRIC B+T 试纸条

S1048/S1096

同时检测生牛奶、生绵羊奶、生山羊奶、巴氏杀菌奶和奶粉中的β-内酰胺类和四环素类药物

- 试纸条形式
- 验证机构: ILVO | LILC | PIWET



SYMMETRIC BTS 试纸条

S1248/S1096

同时检测生牛奶、生绵羊奶、生山羊奶、巴氏杀菌奶、奶粉和乳清粉中的β-内酰胺类、四环素类和磺胺类药物

- 试纸条形式
- 验证机构: ILVO

ILVO



SYMMETRIC BTSC 试纸条

S1448/S1496

同时检测生牛奶、生绵羊奶、生山羊奶、巴氏杀菌奶和奶粉中的β-内酰胺类、四环素类、链霉素和氯霉素药物

- 试纸条形式
- 符合俄罗斯最高残留限量标准 TP TC 033/2013。



SYMMETRIC FLORFENICOL 氟苯尼考检测试纸条

S1548/S1596

检测生牛奶、生绵羊奶、生山羊奶和乳清粉中的氟苯尼考

- 试纸条形式





从农场到云端

安卓移动应用程序


即时了解。
立即分享。




只需几滴冷牛奶



无需孵育



结果实时共享 & GPS 定位



 www.prognosis-biotech.cn

中国技术服务中心: 86-15116994062

希腊普格授权代理商: 北京陆桥技术股份有限公司 010-51203999

