

LECHE Y LÁCTEOS ANTIBIÓTICOS




RESPUESTA BINARIA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE



Analice leche fría directamente del camión, tanque o frigorífico

Opción de interpretación visual

Sin necesidad de material extra



Fácil de usar
Formato cassette



QUANTUM BT-CEF

W1030/W1060/W10120

Detección de β -Lactámicos, incluyendo Cefalexina, y Tetraciclinas en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada, leche en polvo y lactosuero

- Resultados finales en 5 minutos
- Validado por: ILVO | LILC | PIWET




QUANTUM BT-SQ

W1230/W1260/W12120

Detección de β -Lactámicos, Tetraciclinas, sulfonamidas y quinolonas en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo

- Resultados finales en 5 minutos
- Validado por: ILVO



QUANTUM BT-S

W1130/W1160/W11120

Detección de β -Lactámicos, Tetraciclinas y sulfonamidas en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada, leche en polvo y lactosuero

- Resultados finales en 5 minutos
- Validado por: ILVO | PIWET




QUANTUM BT-SC

W1330/W1360/W13120

Detección de β -Lactámicos, Tetraciclinas, estreptomycin y cloranfenicol en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo

- Resultados finales en 5 minutos



QUANTUM BT-CC

W1530/W1560/W15120

Detección de β -Lactámicos, Tetraciclinas, Ceftiofur y Cefalexina en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo

- Resultados finales en 5 minutos
- Validado por: ILVO | PIWET



Opción de interpretación visual

Incubación a 40°C

SYMMETRIC B+T

S1048/S1096

Detección de β -Lactámicos y Tetraciclinas en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo

- Formato de tira
- Validado por: ILVO | LILC | PIWET




SYMMETRIC BTSC

S1448/S1496

Detection of β -lactams, Tetracyclines, Streptomycin and Chloramphenicol, in raw cow, sheep and goat milk, pasteurized milk and milk powder

- Dipstick Format
- Compliant with Russian MRLs (TP TC 033/2013)





QUANTUM BL

W1430/W1460/W14120

Detección de antibióticos β -Lactámicos en leche cruda de vaca y cabra

- Resultados finales en 2 minutos
- Validado por: ILVO




SYMMETRIC BTS

S1248/S1096

Detección de β -Lactámicos, Tetraciclinas y sulfonamidas en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada, leche en polvo y lactosuero

- Formato de tira
- Validado por: ILVO




SYMMETRIC FLORFENICOL

S1548/S1596

Detection of Florfenicol in raw cow, sheep, goat milk and whey

- Dipstick Format






DE LA GRANJA A LA NUBE

Descubrir al instante
Compartir Inmediatamente

Aplicación móvil Android



Solo unas gotas de leche fría

No necesita incubación

Resultados cuantitativos y localización GPS