

MLEKO I PRODUKTY MLECZNE

ANTYBIOTYKI



ODPOWIEDŹ BINARNA W MOŻLIWIE NAJKRÓTSZYM CZASIE



Przetestuj zimne mleko prosto z ciężarówki, lodówki lub zbiornika

Opcja interpretacji wizualnej

Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych materiałów jednorazowych



Łatwy w użyciu
Format kasetowy



QUANTUM BT-CEF

W1030/W1060

Wykrywanie **B-laktamów** (w tym **Cefaleksyny**) oraz **Tetracyklin** w surowym mleku krowim, owczym i kozim, a także w mleku pasteryzowanym, mleku w proszku i serwatce

- Wyniki końcowe w 5 minut
- Zwalidowany przez: **ILVO | LILC | PIWET**



Wyniki
negatywne w:



QUANTUM BT-S

W1130/W1160

Wykrywanie **B-laktamów**, **Tetracyklin** i **Sulfonamidów** w surowym mleku krowim, owczym i kozim, a także w mleku pasteryzowanym, mleku w proszku i serwatce

- Wyniki końcowe w 5 minut
- Zwalidowany przez: **ILVO | PIWET**



Wyniki
negatywne w:



QUANTUM BT-SQ

W1230/W1260

Wykrywanie **B-laktamów**, **Tetracyklin**, **Sulfonamidów** i **Chinolonów** w surowym mleku krowim, owczym i kozim, a także w mleku pasteryzowanym i w mleku w proszku

- Wyniki końcowe w 5 minut
- Zwalidowany przez: **ILVO**

ILVO

Wyniki
negatywne w:



QUANTUM BT-SC

W1330/W1360

Wykrywanie **B-laktamów**, **Tetracyklin**, **Streptomycyny** i **Chloramfenikolu** w surowym mleku krowim, owczym i kozim, a także w mleku pasteryzowanym i mleku w proszku

Wyniki końcowe w 5 minut

Wyniki
negatywne w:



QUANTUM BT-CC

W1530/W1560

Wykrywanie **B-laktamów**, **Tetracyklin**, **Ceftiofuru** i **Cefaleksyny** w surowym mleku krowim, owczym i kozim, a także w mleku pasteryzowanym i mleku w proszku

- Final Results in 5 min
- Zwalidowany przez: **ILVO | PIWET**



Wyniki
negatywne w:



QUANTUM BL

W1430/W1460

Wykrywanie antybiotyków **B-laktamowych** w surowym mleku krowim i kozim

- Wyniki końcowe w 2 minut
- Zwalidowany przez: **ILVO**


ILVO

Wyniki
negatywne w:



Opcja interpretacji wizualnej

Inkubacja w 40°C



SYMMETRIC B+T

S1048/S1096

Wykrywanie **B-laktamów** i **Tetracyklin** w surowym mleku krowim, owczym i kozim, mleku pasteryzowanym i mleku w proszku

- Format paskowy
- Zwalidowany przez: **ILVO | LILC | PIWET**



SYMMETRIC BTS

S1248/S1096

Wykrywanie **B-laktamów**, **Tetracyklin** i **Sulfonamidów** w mleku krowim, owczym i kozim, mleku pasteryzowanym, mleku w proszku i serwatce

- Format paskowy
- Zwalidowany przez: **ILVO**

ILVO



SYMMETRIC BTSC

S1448/S1496

Wykrywanie **B-laktamów**, **Tetracyklin**, **Streptomycyny** i **Chloramfenikolu** w surowym mleku krowim, owczym i kozim, mleku pasteryzowanym i mleku w proszku

- Format paskowy
- Zgodność z rosyjskimi NDP (TP TC 033/2013)



SYMMETRIC FLORFENICOL

S1548/S1596

Wykrywanie **Florfenikolu** w surowym mleku krowim, owczym, kozim i w serwatce

- Format paskowy





Z FARMY DO CHMURY

Aplikacja mobilną na Androida


Natychmiastowy wynik.
Natychmiastowe udostępnienie.



Tylko kilka kropli zimnego mleka



Brak potrzeby inkubacji



Możliwość udostępniania wyników i lokalizacji GPS

