

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI ANTIBIOTICI



BINARNI ODGOVOR U NAJKRAĆEM MOGUĆEM VREMENU



Testirajte hladno mleko direktno iz cisterne, frižidera ili laktofriza

Vizuelna interpretacija

Bez potrebe za dodatnim materijalom



Jednostavan za korišćenje
Format kasete



QUANTUM BT-CCF

W1030/W1060/W10120

Detekcija β -laktama, uključujući cefaleksin i tetracikline, u sirovom kravljem, ovčijem i kozjem mleku, pasterizovanom mleku, mleku u prahu i surutki

- Konačni rezultati za 5 min
- ILVO | LILC | PIWET sertifikat



QUANTUM BT-SQ

W1230/W1260/W12120

Detekcija β -laktama, tetraciklina, sulfonamida i kinolona u sirovom kravljem, ovčijem i kozjem mleku, pasterizovanom mleku i mleku u prahu

- Konačni rezultati za 5 min
- ILVO sertifikat



QUANTUM BT-S

W1130/W1160/W11120

Detekcija β -laktama, tetraciklina i sulfonamida u sirovom kravljem, ovčijem i kozjem mleku, pasterizovanom mleku, mleku u prahu i surutki

- Konačni rezultati za 5 min
- ILVO | PIWET sertifikat




QUANTUM BT-SC

W1330/W1360/W13120

Detekcija β -laktama, tetraciklina, streptomicina i hloramfenikola u sirovom kravljem, ovčijem i kozjem mleku, pasterizovanom mleku i mleku u prahu

- Konačni rezultati za 5 min



QUANTUM BT-CC

W1530/W1560/W15120

Detekcija β -laktama, tetraciklina, ceftiofura i cefaleksina u sirovom kravljem, ovčijem i kozjem mleku, pasterizovanom mleku i mleku u prahu

- Konačni rezultati za 5 min
- ILVO | PIWET sertifikat



Vizuelna interpretacija

Inkubacija na 40°C

SYMMETRIC B+T

S1048/S1096

Detekcija β -laktama i tetraciklina u sirovom kravljem, ovčijem i kozjem mleku, pasterizovanom mleku i mleku u prahu

- Test tračica
- ILVO | LILC | PIWET sertifikat



SYMMETRIC BTSC

S1448/S1496

Detekcija β -laktama, tetraciklina, streptomicina i hloramfenikola u sirovom kravljem, ovčijem i kozjem mleku, pasterizovanom mleku i mleku u prahu

- Test tračica
- U skladu sa ruskim MDK (TP TC 033/2013)




QUANTUM BL

W1430/W1460/W14120

Detekcija β -laktamskih antibiotika u sirovom kravljem i kozjem mleku

- Konačni rezultati za 2 min
- ILVO sertifikat



SYMMETRIC BTS

S1248/S1296

Detekcija β -laktama, tetraciklina i sulfonamida u sirovom kravljem, ovčijem i kozjem mleku, pasterizovanom mleku, mleku u prahu i surutki

- Test tračica
- ILVO sertifikat



SYMMETRIC FLORFENICOL

S1548/S1596

Detekcija florfenikola u sirovom kravljem, ovčijem, kozjem mleku i surutki

- Test tračica






SA FARME DIREKTNO NA KLAUD

ANDROID APLIKACIJE

Instant rezultati.
Prosledite odmah.



Samo nekoliko kapi hladnog mleka

Bez inkubacije

Slanje rezultata sa GPS lokacijom