

LECHE Y LÁCTEOS

ANTIBIÓTICOS



RESPUESTA BINARIA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE



- Analice leche fría directamente del camión, tanque o frigorífico
- Opción de interpretación visual
- Sin necesidad de material extra



Fácil de usar
Formato cassette



QUANTUM BT-CEF W1030/W10120

Detección de **β-Lactámicos**, incluyendo **Cefalexina**, y **Tetraciclinas** en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada, leche en polvo y lactosuero


- Resultados finales en 5 minutos
- Validado por: ILVO | LILC | PIWET



QUANTUM BT-SQ W1230/W12120

Detección de **β-Lactámicos**, **Tetraciclinas**, **sulfonamidas** y **quinolonas** en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo

- Resultados finales en 5 minutos
- Validado por: ILVO



QUANTUM BT-S W1130/W11120

Detección de **β-Lactámicos**, **Tetraciclinas** y **sulfonamidas** en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada, leche en polvo y lactosuero


- Resultados finales en 5 minutos
- Validado por: ILVO | PIWET



QUANTUM BT-SC W1330/W13120

Detección de **β-Lactámicos**, **Tetraciclinas**, **estreptomicina** y **cloranfenicol** en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo

- Resultados finales en 5 minutos



QUANTUM BT-CC W1530/W15120

Detección de **β-Lactámicos**, **Tetraciclinas**, **Ceftiofur** y **Cefalexina** en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo


- Resultados finales en 5 minutos
- Validado por: ILVO | PIWET



QUANTUM BL W1430/W14120

Detección de antibióticos **β-Lactámicos** en leche cruda de vaca y cabra

- Resultados finales en 2 minutos
- Validado por: ILVO



- Opción de interpretación visual
- Incubación a 40°C

SYMMETRIC B+T S1048/S1096

Detección de **β-Lactámicos** y **Tetraciclinas** en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo


- Formato de tira
- Validado por: ILVO | LILC | PIWET



SYMMETRIC BTSC S1448/S1496

Detección de **β-Lactámicos**, **Tetraciclinas**, **estreptomicina** y **cloranfenicol** en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada y leche en polvo


- Formato de tira
- Cumple con los LMR de Rusia (TP TC 033/2013)
- Validado por: VNIIMS | PIWET



SYMMETRIC BTS S1248/S1296

Detección de **β-Lactámicos**, **Tetraciclinas** y **sulfonamidas** en leche cruda de vaca, oveja y cabra, leche pasteurizada, leche en polvo y lactosuero

- Formato de tira
- Validado por: ILVO



SYMMETRIC FLORFENICOL S1548/S1596

Detección de **Florfenicol** en leche cruda de vaca, oveja y cabra y lactosuero

- Formato de tira






DE LA GRANJA A LA NUBE

Descubrir al instante
Compartir Inmediatamente

**Aplicación
móvil Android**



Solo unas gotas de leche fría

No necesita incubación

Resultados y localización GPS
para compartir