



SYMMETRIC
B+T

TEST RAPIDE POUR LA DETECTION β -LACTAMINES & TETRACYCLINES

La dernière solution de la gamme SYMMETRIC pour la
détection de résidus d'antibiotiques dans le lait

AVANTAGES



Protocole en **une étape**



Résultat rapide en **5 min**



Interprétation visuelle




Compatible avec un
Incubateur (40°C)

PROTOCOLE EN 5 MIN




1 Mixer



2 Plonger



3 Incuber



4 Lire



PROGNOSIS
BIOTECH

LA PRECISION A TRAVERS L'INNOVATION

www.prognosis-biotech.com