

TEST RÁPIDO PARA LA DETECCIÓN DE **β-LACTÁMICOS Y TETRACICLINAS**

La última incorporación a la SERIE SYMMETRIC para la
detección de residuos de antibióticos en leche

VENTAJAS



Procedimiento de
1 paso



Resultados rápidos en
5 min



Interpretación visual




Compatibilidad con la
incubadora (40°C)

PROCEDIMIENTO DE 5 MINUTOS



1 mezclar



2 sumergir



3 incubar



4 leer