

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ АФЛАТОКСИН М1



ТЕСТ-СИСТЕМЫ ИФА ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АФЛАТОКСИНА М1



BIO-SHIELD M1 ES

- Сверхчувствительный
- Разработан для норм ЕС
- Для молока, сухого молока, ультрапастеризованного молока, сыра, сливочного масла и йогурта
- Соответствует требованиям ISO 14675:2003 (IDF 186:2003)
- В набор входит молоко без AFM1

Валидация: **ILVO**

BIO-SHIELD M1 BF

- Чрезвычайно чувствительный
- Разработан для соблюдения норм ЕС для продуктов детского питания
- Для молока, сухого молока, ультрапастеризованного молока, сыра, сливочного масла и йогурта
- Соответствует требованиям ISO 14675:2003 (IDF 186:2003)
- В набор входит молоко без AFM1

BIO-SHIELD M1 UFMY

- Сверхбыстрый: 20 минут
- Разработан для соблюдения норм стран Азии и США
- Для молока, сухого молока, питьевых йогуртов
- Широкий диапазон количественного определения

BIO-SHIELD M1 FAST

- Быстрый и точный: 30 минут
- Разработан для соблюдения норм ЕС
- Для сырого и гомогенизированного молока, а также сухого молока
- Экономически эффективен — требуется всего один стандарт