

# RIBE I MORSKI PLODOVI HISTAMIN



# SYMMETRIC HISTAMINE

S9030

Imunohromatografski test za kvantitativno određivanje histamina u svežim ili odmrznutim uzorcima smrznute sirove ribe i ribljim konzervama.

- Ekstrakcija vodom
- Brz & Jednostavan - 3 minuta
- Bez procesa acetilacije

KVANTITATIVAN  
BRZI TEST ZA  
HISTAMIN



# BIO-SHIELD HISTAMINE

B6048/B6096/B60576

ELISA Test kit za kvantitativno određivanje histamina u svežim ili odmrznutim uzorcima smrznute sirove ribe, ribljim konzervama i jelima od ribe.

- Bez procesa acetilacije

BRZA ELISA  
PROCEDURA  
20 MINUTA



# 1-STANDARD HISTAMINE

D4648

Test obezbeđuje ekonomično i pouzdano rešenje za analitičara, uključujući **samo standard 1** (multi standard) u kompletu.

