

PESCADO Y MARISCO

HISTAMINA





SYMMETRIC HISTAMINE

S9030

Kit de análisis de flujo lateral para la determinación cuantitativa de histamina en muestras de pescado fresco, congelado y en conserva.

- **Certificación AOAC PTM**
- **Extracción con agua**
- **Rápido y sencillo: 3 mins**
- **No requiere proceso de acilación**



BIO-SHIELD HISTAMINE

B6048/B6096/B60576

Kit de análisis ELISA para la determinación cuantitativa de histamina en muestras de pescado crudo fresco, congelado, en conserva y harina de pescado.

- **Certificación AOAC PTM**
- **No acylation process required**

1-STANDARD HISTAMINE

D4648

El test proporciona una solución rentable y fiable al analista, incluyendo **sólo el estándar 1** (estándar cero) en el kit.

PRUEBA RÁPIDA CUANTITATIVO DE LA HISTAMINA



PROCEDIMIENTO ELISA RÁPIDO 20 MINUTOS

