

RIBE I MORSKI PLODOVI HISTAMIN



SYMMETRIC HISTAMINE

S9030

Imunohromatografski test za kvantitativno određivanje histamina u svežim ili odmrznutim uzorcima smrznute sirove ribe i ribljim konzervama.

- AOAC PTM sertifikacija
- Ekstrakcija vodom
- Brz & Jednostavan - 3 minuta
- Bez procesa acetilacije

BIO-SHIELD HISTAMINE

B6048/B6096/B60576

ELISA Test kit za kvantitativno određivanje histamina u svežim ili odmrznutim uzorcima smrznute sirove ribe, ribljim konzervama i jelima od ribe.

- AOAC PTM sertifikacija
- Bez procesa acetilacije

1-STANDARD HISTAMINE

D4648

Test obezbeđuje ekonomično i pouzdano rešenje za analitičara, uključujući **samo standard 1** (multi standard) u kompletu.

KVANTITATIVAN BRZI TEST ZA HISTAMIN



BRZA ELISA PROCEDURA 20 MINUTA

