

# PESCADO Y MARISCO

# HISTAMINA



# SYMMETRIC HISTAMINE

S9030

Kit de análisis de flujo lateral para la determinación cuantitativa de histamina en muestras de pescado fresco, congelado y en conserva.

- **Extracción con agua**
- **Rápido y sencillo: 3 mins**
- **No requiere proceso de acilación**

PRUEBA RÁPIDA  
CUANTITATIVO  
DE LA HISTAMINA



# BIO-SHIELD HISTAMINE

B6048/B6096/B60576

Kit de análisis ELISA para la determinación cuantitativa de histamina en muestras de pescado crudo fresco, congelado, en conserva y harina de pescado.

- **No acylation process required**

PROCEDIMIENTO  
ELISA RÁPIDO  
20 MINUTOS



# 1-STANDARD HISTAMINE

D4648

El test proporciona una solución rentable y fiable al analista, incluyendo **sólo el estándar 1** (estándar cero) en el kit.

