

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

AFLATOXINE M1

QUANTUM M1



TEST QUANTITATIF RAPIDE

Pour la détection de l'aflatoxine M1 dans le lait de vache, de chèvre et de brebis

- **Aucune incubation nécessaire**
- Procédure simple: seulement 3 gouttes
- Lecture Quantum en 8 min, résultat final en 15 min
- Extrêmement sensible, plage de 0 à 150 ppt

DE LA FERME
AU CLOUD

OBTENEZ VOS
RÉSULTATS PARTOUT
AVEC NOTRE APPLICATION
MOBILE ANDROID



3 gouttes de lait froid

Aucune incubation nécessaire

Résultats quantitatifs & géolocalisation GPS

