

SICUREZZA ALIMENTARE

AFLATOSSINA M1 QUANTUM M1



TEST RAPIDO QUANTITATIVO

Per la rilevazione dell'aflatossina M1
nel latte vaccino, ovino e caprino

- **Incubazione non necessaria**
- Procedura semplice, bastano 3 gocce di latte
- Prima lettura Quantum in 8 minuti, risultati finali in 15 minuti.
- Estremamente sensibile, intervallo 0-150 ppt

**FROM FARM
TO CLOUD**

**OTTIENI I RISULTATI
CON LA NOSTRA
APPLICAZIONE MOBILE
PER ANDROID**

