

# BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOCÍ

# AFLATOKSYNA M1 QUANTUM M1



# SZYBKI TEST ILOŚCIOWY

Do wykrywania aflatoksyny M1 w mleku krowim, kozim i owczym

- **Brak potrzeby inkubacji**
- Prosta procedura, tylko 3 krople mleka
- Odczyt kwantowy w 8 minut, wynik końcowy po 15 minutach
- Niezwykle czuły, zakres 0-150 ppt

## Z FARMY DO CHMURY


## UZYSKAJ WYNIKI W DRODZE Z NASZĄ APLIKACJĄ MOBILNĄ NA ANDROIDA



3 krople zimnego mleka



Brak potrzeby inkubacji



Wyniki ilościowe i lokalizacja GPS

